

TECHNISCHES DATENBLATT

micromod Partikeltechnologie GmbH



Friedrich-Barnewitz-Str. 4
18119 Rostock
Germany

Telefon: + 49 381 / 54 34 56 10
Fax: + 49 381 / 54 34 56 20
Email-Adresse: info@micromod.de

Produktnummer:	104-19-501
Produktname:	synomag®-D
Oberfläche:	streptavidin
Durchmesser:	50 nm
Konzentration:	10 mg/ml
Partikeltyp:	Dextran-Eisenoxid-Kompositpartikel
Polydispersitätsindex:	< 0.2
Form:	clusterförmig
Dichte:	2.5 mg/ml
Eisenkonzentration:	6 mg/ml
Magnetisierung:	100 Am ² /kg iron (H = 80 kA/m)
Sättigungsmagnetisierung:	> 110 Am ² /kg iron (H = 800 kA/m)
Stabil in:	wässrigen Pufferlösungen pH > 4
Nicht stabil in:	organischen Lösungsmitteln, sauren Lösungen pH < 4
Produktform:	Suspension in PBS-Puffer (pH = 7.4), stabilisiert in 0.02 % Natriumazid
Partikel pro ml:	6.1 E13
Partikel pro mg:	6.1 E12
Proteinbindungskapazität:	1.5 - 2.0 µg Streptavidin / mg Partikel
Farbe:	dunkelbraun
Weitere Bemerkungen:	Lagerung bei 2 - 8 °C, Haltbarkeit: 3 Monate