


TECHNISCHES DATENBLATT



micromod Partikeltechnologie GmbH

Friedrich-Barnewitz-Str. 4
18119 Rostock
Germany

Telefon: + 49 381 / 54 34 56 10
Fax: + 49 381 / 54 34 56 20
Email-Adresse: info@micromod.de

Produktnummer:	41-01-503
Produktname:	sicastar@-blueF
Oberfläche:	NH ₂
Durchmesser:	5 µm
Konzentration:	50 mg/ml
Partikeltyp:	blau fluoreszierende Silikatpartikel
Standardabweichung:	< 1.5 µm
Form:	sphärisch mit Unregelmäßigkeiten
Dichte:	1.8 g/ccm
Porosität:	porös
Stabil in:	wässrigen Pufferlösungen, organischen Lösungsmitteln
Nicht stabil in:	Flußsäurelösungen, stark basischen Medien, z.B. 6 M NaOH
Produktform:	Suspension in Wasser
Partikel pro ml:	4.2 E8
Partikel pro mg:	8.5 E6
Oberflächenladungsdichte:	4 µmol/g
Optische Eigenschaften:	blau fluoreszierend
Farbe:	farblos
Anregung:	354 nm
Emission:	450 nm
Weitere Bemerkungen:	Vor Licht schützen. Lagerung bei Raumtemperatur.